

Záruční list

Výrobek: PZT

Typové označení: LOGOHELP 2

Výrobní číslo:

Výrobek byl při výrobě přezkoušen a celkově otestován, přesto v případě závady provede naše servisní organizace bezplatně opravu přístroje po dobu 12 měsíců od data prodeje.

Dokladem pro záruční opravu je tento záruční list s řádně potvrzeným datem prodeje a výrobním číslem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, vniknutím cizích těles nebo kapalin do přístroje, nekvalifikovaným zásahem do přístroje, nebo použitím jiných než předepsaných napájecích článků, jako i vytečením elektrolytu do přístroje. Ze záruky jsou dále vyjmuty závady způsobené přírodními vlivy, používáním přístroje mimo rozsah teplot a vlhkosti.

Dříve než zašlete přístroj do opravy!

závada	možná příčina	odstranění
<ul style="list-style-type: none">• přístroj nefunguje vůbec• kontrolka nesvítí	<ul style="list-style-type: none">není vložena bateriebaterie není nabitá	<ul style="list-style-type: none">vložit bateriidobít bateriivyměnit za novou
<ul style="list-style-type: none">• ve sluchátku není signál	<ul style="list-style-type: none">přístroj vypnutmikrofon vypnut	<ul style="list-style-type: none">zapnout přístroj tlačítkemzapnout mikrofon
<ul style="list-style-type: none">• mikrofon• sluchátka• signál není zpožděn	<ul style="list-style-type: none">poškozen kabel mikrofonupoškozen kabel sluchátekregulátor zpoždění není nastaven na dané zpoždění	<ul style="list-style-type: none">vyměnitvyměnitnastavit

Záruku uplatňujte u organizace LOGO Soukromá klinika pro vady řeči a sluchu, která je zároveň výhradním distributorem tohoto zařízení

Záruční oprava	Dat.příjmu opravy	Dat.odeslání z opravy	Poznámka
Č1			
Č2			
Č3			
Č4			